

Industriestativ

Einfache Stativgrundplatte für Auflichtanwendungen mit Säule Ø 32 mm, erhältlich in zwei verschiedenen Größen und optional mit Messtisch.



Industriestativ „klein“ mit Messtisch

Beschreibung Industriestativ klein:

- Grundplatte Aluminium, schwarz eloxiert
- Abmessungen: 300 x 280 x 20 mm
- Säule Ø 32 mm, 400 mm Länge
- ohne Beleuchtung und ohne Fokussiertrieb

Beschreibung Industriestativ groß:

- Grundplatte Aluminium, schwarz eloxiert
- Abmessungen: 400 x 325 x 30 mm
- Säule Ø 32 mm, 600 mm Länge
- ohne Beleuchtung und ohne Fokussiertrieb

Option:

Messtisch 25 x 25 mm
mit Digitalspindel