


Kreuztisch für Stereomikroskope



Spezifikation Kreuztisch:

Außenmaße: ca. 170 x 220 mm
Höhe: ca. 26 mm
Einlegeplatte s/w: 140 x 115 mm
Verfahrbereich: ca. 75 x 52

Der Tisch ist auf ebenen Flächen oder Stativen ohne Adapter verwendbar.
Soll er anstelle der Stativeinlegeplatte eingesetzt werden, ist ein entsprechender Adapter erforderlich.



Optional:
Adapterring Kreuztisch/Stativ K

Bestellinformation:

Art. Nr. 3055313

Kreuztisch für Auflicht

309,00 € netto
(367,71 € brutto)

Art. Nr. 3055226

Spreizadapterring Kreuztisch / Stativ K

95,00 € netto
(113,05 brutto)

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@optosys.eu
www.optosys.eu www.kursmikroskope.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH

