

Kugeltisch für die Stereomikroskopie

Der Kugeltisch für Auf- und Durchlicht ist ein einfaches Hilfsmittel zur Begutachtung unebener Proben an einem Stereomikroskop.




Beschreibung:

Der Kugeltisch besteht aus einer Kunststoffaufnahme, einer Halbkugel und in der Standardversion für Auflicht einer Alu-Einlegeplatte. Optional kann der Kugeltisch auch für Durchlicht verwendet werden. Dazu ist zusätzlich eine Glaseinlegeplatte erhältlich.

Abmessungen:

Gesamtauflage:	Ø 120 mm
Einlegeplatte:	Ø 80 mm
Höhe:	ca. 43 mm
Max. Neigungswinkel:	+/- 25°



Bestellinformation:

Art. Nr. 3055204

Kugeltisch für Auflicht

210,00 € netto
(249,90 brutto)

Art. Nr. 3055211

Kugeltisch für Auf-/Durchlicht

230,00 € netto
(273,70 brutto)

OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43
Email: info@optosys.eu
www.optosys.eu www.kursmikroskope.eu

Optische Komponenten &
Systemlösungen GmbH

