



## Universalstativ mit integriertem Verschiebetisch zu Zeiss SteREO Discovery und Axio Zoom.V16

Die OptoSys Universalstative zu Zeiss SteREO Discovery und Zeiss Axio Zoom.V16 wurden speziell entwickelt zur Untersuchung von Proben, die sich unter Standardstativen nicht mehr platzieren lassen. Diese Variante verfügt über einen integrierten Verschiebetisch mit großem Verfahrbereich und eignet sich für Anwendungen im Auflicht.



**Abbildung oben:** Zeiss SteREO Discovery.V20 an einem Universalstativ mit integriertem Verschiebetisch

### Artikelbeschreibung:

- Grundplatte und Verschiebetisch aus Aluminium, schwarz eloxiert
- Abmessungen ca. 600 x 400 x 25 mm
- Verfahrweg ca. 300 x 300 mm
- Verlängerung für Optikträger 150 mm
- Verwendung in Verbindung mit einer motorischen Säule empfohlen

### Bestellinformation:

Art. Nr. 3055262 Universalstativ A5262 mit integriertem Verschiebetisch

### OptoSys GmbH

Technologie- und Innovationszentrum  
Robert-Bosch-Straße 7  
64293 Darmstadt

Tel. +49 (0)6151 - 44 329  
Fax +49 (0)6151 - 42 66 43  
Email: [info@optosys.eu](mailto:info@optosys.eu)  
[www.optosys.eu](http://www.optosys.eu) [www.kursmikroskope.eu](http://www.kursmikroskope.eu)

Optische Komponenten &  
Systemlösungen GmbH

